

SISTEMA TRAUMACHILD

Ref.: B5000

» Primer Simulador
Quirúrgico Pediátrico



TraumaChild es un simulador de tejidos blandos de alta fidelidad, diseñado para entrenamiento en habilidades quirúrgicas avanzadas en Trauma Pediátrico.

Diseñado a partir de TraumaMan, el simulador quirúrgico más utilizado del mundo, con una experiencia de más de 15 años, numerosa información de clientes y avances en la fabricación y diseño, se ha dado vida a TraumaChild. Este niño simulado de cinco años respira, sangra y tiene tejidos reemplazables para poder experimentar el "primer corte".

Habilidades


- Cricotiroidotomía
- Traqueostomía percutánea
- Descompresión de neumotórax
- Pericardiocentesis
- Drenaje torácico
- Lavado peritoneal de diagnóstico

Especificaciones

- Niño de 5 años anatómicamente correcto con cabeza articulada
- Tejidos reemplazables que sangran al ser cortados, incrementando el realismo y dificultando la visibilidad al estudiante
- Vías respiratorias que funcionan con un compresor interno, lo que proporciona una respuesta respiratoria en traquea, pulmones y caja torácica
- Tejidos correctos tanto anatómicamente como a nivel táctil que se sustituyen fácilmente y que ofrecen a cada estudiante la experiencia del primer corte
- Teniendo en mente al organizador del curso, la limpieza y el mantenimiento se han simplificado lo máximo posible

Consumibles:

Ref.	DESCRIPCIÓN
B50001	Tejido de cuello para TraumaChild (2 estudiantes por tejido)
B50002	Tejido de tórax para TraumaChild (area izda. y área dcha.)
B50003	Tejido abdominal para TraumaChild (2 estudiantes por tejido)
B50005	Pack de Tejidos para TraumaChild (2 cuello, 2 tórax y 2 abdominales)



Planes de precios:

Uno de los aspectos más importantes es que el sistema TraumaChild es asequible. Medical Simulator ofrece diferentes opciones de adquisición para TraumaChild, usted puede comprar, alquilar o realizar un leasing sobre el sistema. Los costes de estos planes son inferiores a los costes de usar un quirófano experimental con animales o con cadáveres.

Para cursos de entrenamiento, Medical Simulator trabaja con el coordinador del curso para crear un programa que se adecue a sus necesidades, desde grandes entrenamientos hasta pequeños cursos. Contacte con nosotros para encontrar el programa que mejor se adapte a sus requisitos.