

ZOLL® X SERIES® ADVANCED

Tecnología revolucionaria en el nuevo monitor/desfibrilador de ZOLL®



El nuevo monitor/desfibrilador X Series® Advanced de ZOLL ayuda a los profesionales sanitarios a tratar a los pacientes de manera más eficaz. X Series Advanced es el primer dispositivo de su clase que proporciona a los servicios de urgencias los datos clínicos necesarios para mejorar sus resultados.

Real BVM Help™ y TBI Dashboard

Con su novedosa y revolucionaria tecnología exclusiva de ZOLL, X Series Advanced aborda por fin algunos de los principales obstáculos a los que se enfrenta actualmente el personal médico en situaciones prehospitalarias y hospitalarias.



Real BVM Help: información en tiempo real sobre la ventilación

Gracias a la tecnología Real BVM Help incorporada en X Series Advanced, los profesionales sanitarios pueden ver directamente en el monitor la frecuencia y el volumen tidal suministrado. Esta información en tiempo real ayuda a los usuarios a administrar una ventilación de gran calidad de una manera novedosa.

La tecnología Real BVM Help incorporada en el X Series Advanced de ZOLL proporciona a los profesionales sanitarios:

- El volumen de ventilación objeto y el suministrado
- La frecuencia de ventilación objeto y la suministrada
- Un indicador de calidad de la ventilación y un contador de cuenta atrás



TBI Dashboard: la información que necesita en los momentos más críticos


Los pacientes con traumatismos craneoencefálicos (TCE) presentan una serie de problemas específicos. El tratamiento precoz es fundamental para minimizar las lesiones secundarias comunes.¹

El TBI Dashboard incorporado en los monitores/desfibriladores X Series Advanced de ZOLL ofrece información sobre las tendencias en las variables más críticas para pacientes con TCE, lo que permite a los médicos detectar rápidamente el posible empeoramiento del paciente.

¹Spoite DW, et al. Acad Emerg Med. 2014;21:7:818-830


Cubra sus necesidades de telemedicina con la función de **visionado remoto** del X Series Advanced

Con la función de visionado remoto, los médicos pueden visualizar los datos del X Series Advanced desde una ubicación remota. Esta solución de telemedicina de ZOLL proporciona un apoyo eficaz en la toma de decisiones que permite cubrir las necesidades de telemedicina de los profesionales de urgencias.



Real BVM Help se incorpora a las tecnologías Real CPR Help

Para los pacientes que han sufrido una parada cardíaca, el monitor/desfibrilador X Series Advanced cuenta con las tecnologías Real CPR Help® y Real BVM Help, que proporcionan al personal médico información en el acto sobre la calidad de las compresiones y de la ventilación. Cuando se usa con los electrodos de RCP de ZOLL para adultos, el dispositivo X Series Advanced muestra el Real BVM Help Dashboard junto al Real CPR Help Dashboard.



Mejore el rendimiento de su sistema con **RescueNet CaseReview**

RescueNet® CaseReview permite a los profesionales sanitarios revisar los datos del dispositivo X Series Advanced tras el evento para los procesos de garantía y mejora de la calidad. Algunos de los datos disponibles en CaseReview son: datos sobre la eficacia de la ventilación con Real BVM Help, datos sobre la eficacia de la RCP con Real CPR Help® y el reconocimiento y la integración automática del rendimiento con el uso del dispositivo de RCP automatizado AutoPulse® de ZOLL.

X Series Advanced: tecnología revolucionaria en el nuevo monitor/desfibrilador de ZOLL.