

ENTRENADOR DE AUSCULTACIÓN

Ref.: D300



Entrenador compacto y fácil de utilizar que permite la auscultación de diferentes sonidos pulmonares y cardiacos en diferentes áreas.

Habilidades

- Identificación de los sonidos cardiacos y respiratorios
- Relación entre sonidos y sitios de auscultación
- Comunicar los sonidos, sus causas y los matices de los diferentes diagnósticos

Especificaciones

- Selección de las diferentes condiciones a través de un mando a distancia
- Utiliza un estetoscopio especial SmartScope™ incluido
- Referencias anatómicas palpables
- Un único mando a distancia puede controlar varios estetoscopios SmartScope™ y torsos permitiendo al instructor controlar con un sólo control remoto todos los torsos de una clase
- Opcionalmente se pueden adquirir un SmartScope™ o un torso adicional
- Los sonidos pulmonares se pueden detectar en la parte anterior y posterior. Los sonidos cardiacos se pueden auscultar en 7 puntos anteriores.

Incluye

Ref.	DESCRIPCIÓN	Uds.
D318	Torso	1
D317	Mando a distancia con pantalla	1
D311	Estetoscopio Smartscope™	1
	Baterías AA	1
	Maleta	1

Accesorios opcionales

Ref.	DESCRIPCIÓN	Uds.
D310	Amplificador para estudio en grupo	

Sonidos cardiacos:

1. Normal
2. Insuficiencia aórtica
3. Estenosis pulmonar
4. Estenosis mitral
5. Soplo holosistólico
6. Soplo mesosistólico
7. Galope S3
8. Galope S4
9. Clic sistólico
10. Defecto del tabique atrial
11. Ductus arteriosus persistente (PDA)
12. Defecto del tabique ventricular

Sonidos pulmonares:

1. Normal traqueal
2. Normal vesicular
3. Sibilancia
4. Sibilancia monofónica
5. Crepitantes finos
6. Crepitantes gruesos
7. Roncus
8. Estridor
9. Respiración anfórica
10. Bronco vesicular
11. Bronquial
12. Edema Pulmonar
13. Lactante
14. Roce pleural
15. Egofonía
16. Pectoriloquia

MURAL PARA AUSCULTACIÓN



Permite mejorar el entrenamiento de auscultación, utilizando la misma tecnología que el Entrenador de Auscultación D300.

Versiones:

Ref.	DESCRIPCIÓN	Uds.
D315	Mural para auscultación Posterior	
D314	Mural para Auscultación Anterior con maleta y SmartScope™	
D300	Entrenador de Auscultación	1
D314	Mural para Auscultación Anterior con maleta y SmartScope™	1
D310	Amplificador para estudio en grupo	1
D316	Estación de entrenamiento para Auscultación – Sistema PLUS	
D300	Entrenador de Auscultación	1
D314	Mural para Auscultación Anterior con maleta y SmartScope™	1
D315	Mural para Auscultación Posterior	1
D310	Amplificador para estudio en grupo	2