


MODELO PARA ELIMINACIÓN DE FECALOMAS Y APLICACIÓN DE ENEMAS

REF: P6200



Con este modelo se pueden aprender las técnicas de eliminación de fecalomas y aplicación de enemas de la misma forma y con las mismas sensaciones que tendrían sobre un paciente real.

HABILIDADES

- Eliminación de heces simuladas en el recto
- Aplicación de enemas

ESPECIFICACIONES

Eliminación de fecalomas:

- Simula a un paciente postrado en la cama con las condiciones típicas de la edad en las que se tiene dificultad en la auto-evacuación
- Se puede practicar la eliminación de heces simuladas en el recto mediante inserción digital

Enemas de glicerina:

- Permite inyectar glicerina líquida
- Abriendo la cubierta abdominal, se puede confirmar el extremo del aplicador a través de los intestinos, posibilitando la aplicación de los enemas de forma segura y su examen

INCLUYE

REF	DESCRIPCIÓN
	Entrenador
	Aplicador de enemas
	Tubo de drenaje
	Set de heces (blandas y duras)

ABDOMEN PARA CUIDADOS DE ESTOMA

REF: P6010



Para entrenamiento en cuidado de pacientes ostomizados, con colostomías o ileostomías. Incluye 4 tipos de estomas: grande, pequeño, en curva e ileostomía. Útil para la educación de pacientes.

CARACTERÍSTICAS

- Fácil de configurar y usar
- Se pueden aplicar vendajes y emplastos en el torso repetidamente
- Compatible con la mayoría de las cremas y películas protectoras

INCLUYE

Se suministra con cinco tipos diferentes de estoma que son fácilmente intercambiables:

- Ileostomía
- Ileostomía en asa
- Urostomía (con stents)
- Colostomía
- Colostomía en asa (con puente removible)

