

SIMULADOR DE EXPLORACIÓN DE FONDO DE OJO

Ref.: D2000

Entrenador para aprender a examinar el fondo del ojo e identificar imágenes de patología ocular.

Habilidades


- Uso y manejo de un oftalmoscopio (no incluido)
- Técnica de exploración
- Exploración de diferentes patologías
- Habilidades de comunicación médico - paciente

Especificaciones


- Permite usar todos los tipos de oftalmoscopios directos
- Las lentes reproducen el eje visual del ojo humano
- Cuando los instrumentos se usan de forma incorrecta, el fondo ocular no se observará de forma clara
- Diámetro de la pupila variable (2.0mm, 3.5mm, 5.0mm)
- Profundidad variable para simular vistas hiperópicas, normales y miópicas
- Reflejo rojo
- Contiene 10 patologías comunes:
 1. Ojo normal
 2. Retinopatía hipertensiva, vasoconstricción arteriolar grado I, arterioesclerosis grado I, hemorragias y manchas algodonosas, obstrucción venosa simple
 3. Retinopatía diabética simple: microaneurismas, hemorragias y exudados complejos
 4. Papiledema (fase crónica)
 5. Papiledema (fase aguda)
 6. Atrofia óptica glaucomatosa: excavación glaucomatosa óptica y defecto de la rama del nervio óptico
 7. Oclusión de la vena central de la retina (fase aguda): hemorragia en llama y manchas algodonosas
 8. Oclusión de la vena central de la retina (después de una foto coagulación retiniana con láser)
 9. Toxoplasmosis: retinocoroiditis
 10. Degeneración macular senil: exudados maculares y hemorragia retiniana

Incluye


Ref.	DESCRIPCIÓN	Uds.
	Simulador de examen de ojo	1
D200010	Set de diapositivas (10)	1
	Soporte para las diapositivas	1



Fondo de ojo



pupila pequeña



pupila mediana



pupila grande

EQUIPO DE DIAGNÓSTICO OFTALMOLÓGICO HEINE MINI 3000®

Ref.: HEM3000XOF



Oftalmoscopio completo de bolsillo con diafragma en estrella para fijación. Excelente óptica en dimensiones mínimas.

Especificaciones

- Clip de sujeción. Desconexión automática al fijarlo al bolsillo
- Tecnología de lámparas XHL Xénon Halógena mejorada
- 5 diafragmas distintos. Campo de corrección: -20 D hasta +20 D
- Mango de alta calidad: aleación de cromo/plástico refinado
- Pilas recambiables tipo AA